




1.12 データ解析の概要

標準取扱説明時間：0:15:00
ビデオ概算時間：0:12:00

ビデオを再生する

Agilent ICP-MS MassHunter 基礎
Rev.3.0.2 – February 2021
54

バッチ一覧



バッチ一覧

- [バッチの処理]
- [処理順の指定]
- [濃度] と [カウント] モード
- 繰り返しデータの表示 – [詳細]
- [ユーザー列設定]
- [数値フォーマット]
- [定量アウトライア]

スペクトルペイン

- ISTD 安定性グラフ
- QC サンプル安定性グラフ
- スペクトル/クロマト
- スケールの調整 – マウスの右クリックとドラッグ
- 軸のシフト – マウスの左クリックとドラッグ
- 選択範囲の拡大 – マウスの右クリックとドラッグ

検量線ペイン

- 1本の検量線
- 12本の検量線
- [次の元素] と [前の元素]

解析メソッド編集

