



1.8 バッチの設定 (3/3) – サンプルリスト

標準取扱説明時間 : 0:05:00

ビデオ概算時間 : 0:03:30

ビデオを再生する

Agilent ICP-MS MassHunter 基礎
Rev.3.0.2 – February 2021
36

サンプルリスト

- [サンプルタイプ] (必須入力)
- [サンプル名] (必須入力)
- [バイアル番号]
- [レベル]

- [ブロックリストの使用]

- [メソッドのバリデーション]



Agilent Technologies

Agilent ICP-MS MassHunter 基礎
Rev.3.0.2 – February 2021
37

サンプルリスト

