



1.4 パフォーマンス レポート

標準取扱説明時間 : 0:05:00


ビデオ概算時間 : 0:02:30

[ビデオを再生する](#)

パフォーマンスレポート

- パフォーマンスレポートは通常、スタートアップ時に実行する
- いつも同じ条件で実行することで、装置の状態を経時的にモニタすることができる
- リボン > [レポート] タブ > [パフォーマンスレポート]

パフォーマンスレポート



その他

- [履歴ビュー]
- [履歴ビューに表示されるデータを選択]
- [エクスポート]（コンテキストメニュー）
- [パフォーマンスレポートの履歴を消去]

