



1.5 バッチの作成

標準取扱説明時間 : 0:10:00

ビデオ概算時間 : 0:06:30

[ビデオを再生する](#)

バッチ

バッチとは以下の情報が1つのバッチフォルダに保存されている


- 測定メソッド（チューニングを含む）
- データ解析メソッド
- サンプルリスト

バッチを作成する方法

- [メソッドウィザード]
- [プリセットメソッド]
- [既存バッチ]
- [ブランクテンプレート]



メソッドウィザード



その他

- [ファイル] タブ > [バッチテンプレートとして保存]
- [ホーム] タブ > [バッチ] グループ > [テンプレートから作成]
- バッチテンプレートをピン留めする
(MassHunter 5.1では機能削除)
- ロングファイル名
- ファイル名に使えない記号

