

播放视频

Agilent ICP-MS Masshunter 基础
修订版 3.0.2 - 2021年2月

54

[illegible]

批处理概览

- [更新批处理]
- [指定处理顺序]
- [浓度] 和 [计数] 模式
- 显示重复数据 - [详细]
- [用户列设置]
- [数字配置]
- [全定量离群值]

质谱图窗格

- ISTD 稳定性趋势图
- QC 样品稳定性趋势图
- 质谱图/色谱图
- 更改刻度 - 右键点击鼠标并拖动
- 切换轴 - 左键点击鼠标并拖动
- 扩大显示选择范围 - 右键点击鼠标并拖动

校正曲线窗格

- 1 条校正曲线
- 12 条校正曲线
- [下一个元素] 和 [上一个元素]

编辑分析方法

