



1.5 创建批处理

标准操作说明时间: 0:10:00
视频估算时间: 0:06:30

[播放视频](#)

Agilent ICP-MS MassHunter 基础
修订版 3.0.2 - 2021年2月
20

批处理

批处理是指将以下信息保存在 1 个批处理文件夹中

- 采集方法（包括调谐）
- 数据分析方法
- 样品列表



Agilent Technologies

Agilent ICP-MS MassHunter 基础
修订版 3.0.2 - 2021年2月
21




Agilent Technologies

批处理创建方法

- [方法向导]
- [预设方法]
- [现有批处理]
- [空白模板]

方法向导



其他

- [文件] 选项卡 > [将批处理模板另存为]
- [开始] 选项卡 > [批处理] 组 > [从模板创建]
- 使用图钉固定批处理模板
(MassHunter 5.1 删除了该功能)
- 长文件名
- 文件名中无法使用的记号