



1.8 设置批处理 (3/3) - 样品列表

标准操作说明时间: 0:05:00
视频估算时间: 0:03:30

[播放视频](#)

Agilent ICP-MS MassHunter 基础
修订版 3.0.2 - 2021年2月
36

样品列表

- [样品类型] (必填)
- [样品名] (必填)
- [样品瓶号]
- [级别]
- [使用块列表]
- [方法验证]



Agilent Technologies

Agilent ICP-MS MassHunter 基础
修订版 3.0.2 - 2021年2月
37

Agilent Technologies

样品列表

Agilent ICP-MS MassHunter - 7900FQ-08, Jan, 2021-16, 08_45.b

任务列表

任务列表 - 7900FQ-08, Jan, 2021-16, 08_45.b

序号	名称	位置	浓度	文件名称	重复次数	说明	注释
1	Sample	Blank					
2	Calib	Std 1	1101			标准 1	
3	Calib	Std 2	1102			标准 2	
4	Calib	Std 3	1103			标准 3	
5	Calib	Std 4	1104			标准 4	
6	Calib	Std 5	1105			标准 5	
7	Sample	Blank	1106				
8	Sample	Sample 1	1107				
9	Sample	Sample 2	1108				
10	Sample	Sample 3	1109				
11	Sample	Sample 4	1110				
12	Sample	Sample 5	1111				
13	Sample	Sample 1	1112				
14	Sample	Sample 2	1113				
15	Sample	Sample 3	1114				
16	Sample	Sample 4	1115				
17	Sample	Sample 5	1116				
18	Sample						
19	Sample						
20	Sample						
21	Sample						
22	Sample						
23	Sample						
24	Sample						
25	Sample						
26	Sample						
27	Sample						
28	Sample						