



1.6 设置批处理 (1/3) - 采集方法

标准操作说明时间: 0:15:00

视频估算时间: 0:13:30

[播放视频](#)

采集参数(1/2)

- 删除不使用的调谐模式
- [选择元素]
- 确认干扰方程式
- [采集模式]
- [峰型]
- [重复次数]



采集参数 (2/2)

- [扫描次数/重复]
- [积分时间/质量数]
- [执行批处理前自动/半自动调谐]
- [打印调谐报告]
- [调整 P/A 因子]

蠕动泵/ISIS

- [预运行]
 - [样品提升] - [时间]
 - [样品提升] - [速度]
 - [稳定] - [时间]
- [后运行]
 - [进样针冲洗(样品)] - [时间]
 - [进样针冲洗(标准)] - [时间]
 - [进样针冲洗] - [速度]
 - [冲洗 1(/2/3)] - [时间]
 - [进样针冲洗 1(/2/3)] - [时间]
- [预冲洗]



调谐

- [等离子体模式]
- [设置调谐方法]
 - [自动调谐]
 - [自定义调谐]
 - [信号监测]
- [调谐报告]
 - [报告模板]